



هود پاتولوژی

هود پاتولوژی جهت آزمایش‌های مولکولی، سلولی، بافت‌ها، عملکرد ارگان‌سیم‌های زنده، بررسی مایعات و سایر نمونه‌های اخذ شده از بدن همانند: ادرار، خون، مدفوع و نمونه‌های ظاهری (گوشت، کیست)، سلول‌های سرطانی و ... که توسط پاتولوژیست یا سایر پزشکان انجام می‌شود، در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از نکات قابل توجه در استفاده از هود پاتولوژی ساخته شده توسط شرکت رادطب نوین، فن قوی است که وظیفه آن هدایت تمامی گازها و آلاینده‌ها و بخارهای سمی به سمت خارج از فضای آزمایشگاه است. تا به این ترتیب هوایی پاک و بدون آلودگی برای کاربران فراهم شود. این کار علاوه بر حفظ سلامت پرسنل، از نمونه‌های آزمایشگاهی و آلوده شدن آنها نیز محافظت می‌نماید.

۱.اطلاعات اولیه	۲.مشخصات	۳.اجزا	۴.استانداردها و امکانات	۵. نقشه‌ها	۶.دانلود
-----------------	----------	--------	-------------------------	------------	----------

۲. مشخصات

۱. جنس بدنه و سینک ازورق Stainless Steel (ضد اسید و خوردگی)
۲. طبقه سراسری برای نگهداری نمونه ها و ابزار (روبه رو)
۳. صفحه مگنتی قلابدار جهت اتصال و آویزان کردن لوازم
۴. کابینت دردار از جنس فومیزه ضد آب با دستگیره مرغوب
۵. فن قوی زیلابگ جهت تخلیه کلیه بخارها و بوها
۶. شیشه سکوریت و بالابر توبولار برقی
۷. شیر آب مخلوط اهرمی شیلنگ دار
۸. روشنایی قوی سقفی LED
۹. دو عدد پریز برق در دار
۱۰. چرخ قفلدار

۳. اجزا

۱. شیشه سکوریت و بالابر شیشه با موتور توبولار برقی
۲. شیر آب مخلوط اهرمی شیلنگ دار

۳. پایه مخصوص چرخدار قفلدار

۴. دو عدد پریز در دار

۵. روشنایی قوی سقفی

۴. استانداردها و امکانات

۱. دستورالعمل نگهداری پیشگیرانه

۲. دفترچه راهنما

۳. نقشه های ساخت

۴. گواهینامه جنس بدنه

۵. تست در محل کارخانه سازنده (FAT)

۶. تست در محل کارخانه خریدار (SAT)


۷. کلیه مدارک و مستندات DQ, IQ, OQ

۵. نقشه ها

Dimensions in mm

* ابعاد خارجی	
1300/1500/1800	طول
722	عرض
2000	ارتفاع
*مطابق با درخواست	

* ابعاد داخلی	
1275/1475/1775	طول
594	عرض
871	ارتفاع
*مطابق با درخواست	



front view



left view

